



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Prueba de drepanocitosis.
RCPAQAP (Australia).**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11580102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Conforme a solicitud
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Glóbulos rojos falciformes Fuerza de reacción (Si aplica)</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volumen: 1,2 ml. Sangre total fresca estabiizada. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Histograma.</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia