

Gradilla para Tubos, PP reforzado, 16 mm, 31 posiciones , amarillo. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 456116Y
Descripción:	Gradilla para tubos ,16mm, 31 posiciones, color amarillo.
Aplicaciones (Uso):	Sostenimiento de tubos de 16mm de diámetro
Materiales:	Polipropileno reforzado
Dimensiones:	(L) 272 x (A)65 x (A) 110mm
Beneficios:	- Totalmente esterilizable en autoclave - Fabricado con polipropileno reforzado duradero (PP) - El diseño de tres niveles sujeta los tubos de forma segura - Asas resistentes que facilitan el transporte - 4 opciones de color para organización de muestras o sobremesa
Presentaciones:	Unidad
Origen:	Estados Unidos