

**Tubo PP, Fondo Redondo Autostanding 5,0 ml, para Transporte, Con Rosca Externa, Graduado .Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 6039</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Tubo plástico (PP) autostanding, 5.0 ml, con rosca.</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Contención de líquidos y muestras de hasta 5 ml</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Polipropileno (PP)</p>
<p><b>Dimensiones:</b></p>	<p>Altura: 89 mm</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roscas externas, que proporcionan una superficie interior lisa y uniforme reduciendo el riesgo de contaminación.</li> <li>- Las tapas rosca también están fabricados en polipropileno, garantizando un sellado a prueba de fugas, incluso a temperaturas cambiantes.</li> <li>- Las tapas cuentan con un faldón largo y un diseño de rosca súper rápido que permite quitarlas o sellarlas con una sola vuelta.</li> <li>- Las tapas están disponibles una variedad de colores y se venden por separado.</li> </ul>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Bolsa * 1000 unidades</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>