

Gradilla para Tubos de 15 ml y 50 mL, 20 Posiciones para 15 ml y 30 Posiciones para tubos 50 ml - Naranja. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 456930
Descripción:	Gradilla de 20 posiciones para tubos de 15 ml y 50 ml simultáneamente, color naranja
Aplicaciones (Uso):	Sostenimiento de tubos de centrifugación de 15 ml y 50 ml
Materiales:	Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Dimensiones:	209 x 171 x 63mm
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> - Permite el sostenimiento simultáneo de 30 tubos de 15 ml y 20 tubos de 50 ml
Presentaciones:	Unidad
Origen:	Estados Unidos