



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Resistencia del VIH a los fármacos. QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV024131_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Q4: Octubre a Diciembre.
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Individual cualitativo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de Virus de HIV Resistente a medicamentos.	
Características de la Muestra:	Volumen: 1,0 ml. Listas para usar. Formato matriz: Plasma. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20°C / Congelado en hielo seco.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Grafico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido