



**Control de calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Esterilidad comercial de la leche.
LGC Standards (UK)**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-MC-51
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Agosto
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Esterilidad comercial; Identificación del microorganismo	
Características de la Muestra:	Volumen: 10 mL de matriz lactea. Leche liofilizada Requisitos de Almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa: Comparación frente al resultado esperado. Detectado o no detectado.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido