

TECROM PREANALYTICAL SOLUTIONS

Una división de Tecrom Group

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Sistema
TECROM de
Recolección
de Sangre
Venosa



Labcare
de Colombia
www.labcarecolombia.com





El **Sistema TECROM** de Recolección de Sangre Venosa

La suma de las mejores tecnologías del mundo



Tubos para recolección de sangre
TECROM - V-TUBE™

Páginas 3 · 4 · 5 · 6



Agujas múltiples
TECROM - Chiravac™

Páginas 7 · 8 · 9



Holder
TECROM - Chiravac™

Página 10





Tubos para recolección de sangre venosa

TECROM tecnología V-TUBE™

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- › Sistema automatizado de manufactura con **7 patentes** únicas.
- › Excelente persistencia del vacío.
- › Tapón de seguridad que previene la dispersión de aerosoles, evita salpicaduras y derrames y diseño que facilita el proceso de tapar y destapar.
- › Patente **Six Crown Rib Design**: permite que las tapas tengan un mejor agarre. Cuenta con un tapón central de Halobutilo, material desarrollado por Exxon Mobil, que permite una mejor perforación de la aguja, evitando desprendimientos que contaminen las muestras y protegiendo las máquinas analíticas.
- › Codificados por color de la tapa de acuerdo al aditivo y sujeto a la norma internacional ISO 6710.
- › Calidad Certificada ISO13485 y aprobada en Europa, Asia, Latino América y ahora en Colombia.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- › Los tubos ● **tapa amarilla** y ● **tapa roja** cuentan con una **rápida coagulación** (15 min) en comparación con otras marcas (30 min).
- › Gel con la calidad **SEKISUI** en el tubo ● **tapa amarilla**.
- › El tubo ● **tapa lila** cuenta con un **sistema de aspersión** patentado que garantiza la correcta homogeneización de la muestra con el anticoagulante.
- › Tubo de ● **tapa azul** de **doble pared** que garantiza la estabilidad del coagulante.
- › TECROM V-Tube™ Registro sanitario 2021DM0022931.



Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa amarilla con gel y activador de coagulación



Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 321502	5.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo + Gel › Tapa amarilla - dorado › Estéril › 100 tubos	12 x 100
● 311352	3.5 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo + Gel › Tapa amarilla - dorado › Estéril › 100 tubos	12 x 100

Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa roja con activador de coagulación

Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 320601	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo › Tapa roja › Estéril › 100 tubos	12 x 100

Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa blanca sin aditivo

● 120600	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Sin aditivo › Tapa blanca › Estéril › 100 tubos	12 x 100
----------	--------	-------------	--	----------



Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa lila con EDTA K2



Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 510403	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K2 6.8 mg › Tapa lila › Estéril › 100 tubos	12 x 100
● 510303	3.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K2 5.1 mg › Tapa lila › Estéril › 100 tubos	12 x 100

Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa azul con Citrato de Sodio



Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 630277	2.7 ml L (3.2%)	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Citrato de Sodio 300 ul (9NC) - 0.109 mol › Tapa azul claro › Estéril › 100 tubos	12 x 100
● 630187	1.8 ml L (3.2%)	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Citrato de Sodio 200 ul (9NC) - 0.109 mol › Tapa azul claro › Estéril › 100 tubos	12 x 100

Tubo TECROM - V-TUBE™ con Heparina

Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 710405	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Litio 75 IU › Tapa verde › Estéril › 100 tubos	12 X 100
● 810405	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Sodio 75 IU › Tapa café › Estéril › 100 tubos	12 X 100



Tubo TECROM - V-TUBE™ tapa gris con Floruro de Sodio y EDTA K3



Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción	Empaque
● 910408	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Floruro de Sodio + EDTA K3 - 6.8 g › Tapa gris › Estéril › 100 tubos	12 X 100

TUBOS PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE VENOSA

PRODUCTOS DE IMPORTANCIÓN ESPECIAL*

Referencia	Volumen	Tamaño	Descripción
● 301802	8.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo + Gel › Tapa amarilla - dorado › Estéril › 100 tubos
● 300901	9.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo › Tapa roja › Estéril › 100 tubos
● 310401	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Activador de coágulo › Tapa roja › Estéril › 100 tubos
● B2150B	5.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › VQ Barrera de Gel + Activador de coágulo basado en Trombina › Tapa naranja › Estéril › 100 tubos
● 500903	9.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K2 15.3 mg › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 520603	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K2 10.2 mg › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 400903	9.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 420603	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 410403	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 410303	3.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 › Tapa lila › Estéril › 100 tubos
● 421504	5.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 10.2 mg + GEL › Tapón lavanda › Estéril › 100 tubos
● 411354	3.5 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › EDTA K3 6.8mg + GEL › Tapón lavanda › Estéril › 100 tubos
● A10169	1.6 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Citrato de Sodio 400 ul (4NC) - 0.129 mol L (3.8%) › Tapa negra › Estéril › 100 tubos
● 720605	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Litio 110 IU › Tapa verde › Estéril › 100 tubos
● 800905	9.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Sodio 165 IU › Tapa café › Estéril › 100 tubos
● 820605	6.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Sodio 110 IU › Tapa café › Estéril › 100 tubos
● 701806	8.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Litio 165 IU + Gel › Tapa verde claro
● 721506	5.0 ml	13 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Litio 110 IU + Gel › Tapa verde claro
● 711356	3.5 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Heparina de Litio 75 IU + Gel › Tapa verde claro
● 110400	4.0 ml	13 x 75 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Sin aditivo › Tapa blanca › Estéril › 100 tubos
● 100900	9.0 ml	16 x 100 mm	› Tecrom - V-Tube™ › Sin aditivo › Tapa blanca › Estéril › 100 tubos

* Sujetos a condiciones especiales de venta. Por favor contacte a su asesor comercial.



Agujas múltiples TECROM – Chiravac™

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- › Diseño específico para la extracción de sangre, con punta de precisión “Point Grinding” tratada con silicona para una penetración suave.
- › Aguja de pared delgada para un flujo sanguíneo óptimo y de rosca, lo que la hace universal para los holders disponibles en el mercado.
- › Tapa transparente para mejorar su manipulación, con etiqueta de esterilidad y fácil de abrir.
- › Calidad certificada ISO 13485 y aprobación europea.


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- › **Uso Previsto:** Aguja múltiple de un solo uso para recolección de sangre venosa.
- › **Propiedades del producto:**
 - › Bisel de pared delgada y lumen amplio para garantizar un flujo óptimo. Punta de precisión “Point Grinding”.
 - › Lanceta de precisión, punta tratada con silicona para una penetración suave.
 - › Aguja tipo rosca compatible con nuestro “Holder” y otras marcas.
 - › Acoplamiento fabricado en polypropileno, manga retráctil, sintética libre de latex y bisel en acero inoxidable.
 - › Codificación de color para facilitar la identificación del diámetro del tamaño de la aguja.
 - › Producto libre de LATEX, libre de PVC y libre de DEHP.
 - › Embalaje individual estéril, fácil de abrir y manipular.
- › **Vida útil:** 5 años.
- › **Norma del producto:** ISO 7864:2916.
- › **Clasificación del producto:** CLASE II.
- › **Certificación de calidad:** ISO 13485:2016.
- › **Registro INVIMA:** 2019DM-0020683.



AGUJAS TECROM-CHIRAVAC™ *

Producto estéril, no pirogénico, no tóxico



TECROM - Chiravac™ aguja múltiple 21G

Referencia	Gauge (G)	Long	Descripción
● CHBCN21112	21G	1 1/2"	› TECROM - Chiravac™ › Aguja múltiple para recolección de sangre venosa › 21G x 1 1/2" › Color verde › Caja x 100 pzas.
● CHBCN21100	21G	1"	› TECROM - Chiravac™ › Aguja múltiple para recolección de sangre venosa › 21G x 1" › Color verde › Caja x 100 pzas.



TECROM - Chiravac™ aguja múltiple 20G

Referencia	Gauge (G)	Long	Descripción
● CHBCN20100	20G	1"	› TECROM - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa › 20G x 1" › Color amarillo › Caja x 100 pzas.



TECROM - Chiravac™ aguja múltiple 22G



Referencia	Gauge (G)	Long	Descripción
● CHBCN22100	22G	1"	› TECROM - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa › 22G x 1" › Color negro › Caja x 100 pzas.

AGUJAS TECROM CHIRAVAC™ PRODUCTOS DE IMPORTANCIÓN ESPECIAL*

Referencia	Lumen	Long	Descripción
● CHBCN22112	22G	1 1/2"	› Tecrom - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa 22G x 1 1/2" › Color negro › Caja x 100 pzas.
● CHBCN18100	18G	1"	› Tecrom - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa 18G x 1" › Color rosa › Caja x 100 pzas.
● CHBCN18112	18G	1 1/2"	› Tecrom - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa 18G x 1 1/2" › Color rosa › Caja x 100 pzas.
● CHBCN23100	23G	1"	› Tecrom - Chiravac™ › Aguja multiple para recoleccion de sangre venosa 23G x 1" › Color azul › Caja x 100 pzas.

* Sujetos a condiciones especiales de venta. Por favor contacte a su asesor comercial.



Holder TECROM - Chiravac™

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- › De acuerdo con EN, normas ISO, gestión de la calidad certificada según EN ISO 13485:2016. Marcado CE.
- › Compatible con todas las agujas múltiples de recolección sanguínea disponibles.
- › Permite descartar la aguja correctamente en el recolector de corto punzantes disminuyendo el riesgo de accidentes.
- › Calidad certificada ISO 2859-1 y aprobación Europea.
- › Amplia fecha de vencimiento.

Holder TECROM - Chiravac™



Referencia	Medida	Descripción	Empaque
• CHBCNH01	Standard	› Tecrom - Chiravac™ › Holder standard para agua múltiple › Transparente › Bolsa x 1.200 unidades	1 X 1.200



TECROM PREANALYTICAL SOLUTIONS es la división de **TECROM GROUP** especializada en brindar soluciones en el área preanalítica, actualmente enfocándonos en **sistemas de recolección de sangre**.

Ofrecemos a nuestros clientes productos altamente diferenciados, con la más alta calidad, así como con un gran valor agregado.

Nuestros valores

Calidad · Armonía
Pasión · Liderazgo
Integridad



Tecrom

www.tecrom.com



TECROM PREANALYTICAL SOLUTIONS

Una división de Tecrom Group



Labcare
de Colombia
www.labcarecolombia.com

