



**Labcare**  
de Colombia



American  
Proficiency  
Institute

## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Sangre Oculta

### Especificaciones Técnicas

|                                                                       |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia Interna:</b>                                            | API 284 / 285                                                                                                 |
| <b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>                     | 1                                                                                                             |
| <b>Eventos por Año:</b>                                               | 3                                                                                                             |
| <b>Meses de Participación:</b>                                        | Marzo-Julio-Noviembre                                                                                         |
| <b>Número de Muestras por Evento:</b>                                 | 2 Heces simuladas                                                                                             |
| <b>Informes Disponibles:</b>                                          | Evaluación comparativa<br>Sumario de Participantes                                                            |
| <b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>                              |                                                                                                               |
| <b>Sangre oculta en heces</b>                                         |                                                                                                               |
| <b>Características de la Muestra:</b>                                 | Volumen 1,5 ml<br>Heces simuladas<br>Adecuado para Guayaco o Métodos De Inmunoensayo<br>Almacenar de 2° a 8°C |
| <b>Reporte de Resultados:</b>                                         | Internet - Portal API-PT                                                                                      |
| <b>Oportunidad del Reporte:</b>                                       | Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar                                                         |
| <b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b> | Concordancia (Aceptable/Inaceptable)<br>% de Desempeño Actual y Acumulado                                     |
| <b>Respaldo Regulatorio:</b>                                          | Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA                                                                          |
| <b>Capacitación y Educación:</b>                                      | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón                                                          |
| <b>Origen:</b>                                                        | Estados Unidos                                                                                                |