



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Anticuerpos Antinucleares (ANA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 421
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	9
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo – Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	Cinco (5) Sueros.
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
ANA, Anti-RNP, Anti-SSA, Anti-DNA (ds, ss), Anti-Sm, Anti-SSB, Anti-RNP / Sm, Anti-SSA/SSB, Anticuerpo Anti-cromatina.	
Características de la Muestra:	Volumen de 0.5 ml - Suero. Líquida lista para uso. Base Humana. Almacenar de 2° a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos