



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) PT-CL-MC-BAC-BASIC- Bacteriología Básica

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-CL-MC-BAC-BASIC
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	7
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	Tres (3)
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa de Identificación bacteriana y susceptibilidad a antibióticos. Valor Asignado (AV) de los resultados de los participantes. Presencia/Ausencia. Trazabilidad a cepa de referencia microbiológica.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Urocultivo: identificación, recuento y susceptibilidad. Cultivo de garganta: identificación. Hemocultivo: identificación y susceptibilidad. Coloración de Gram.	
Características de la Muestra:	Muestras de pacientes simuladas de varios orígenes que contienen bacterias liofilizadas. 3 hisopos y/o pellets (gránulos) en vial con diluyente listos para uso. Almacenar de 2 a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	METODO / RANGO / AV /TRAZABILIDAD
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 ISO/IEC 17025 ISO 9001 UKAS / ilac-MRA.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido