



**Labcare**  
de Colombia



**CLINICAL  
DIAGNOSTICS**

# **ACCURUN®**

## **Controles independientes de baja reactividad para pruebas infecciosas**





**Labcare**  
de Colombia



**CLINICAL  
DIAGNOSTICS**



Las controles independientes **ACCURUN®** están diseñados con baja reactividad para desafiar una amplia variedad de pruebas infecciosas realizadas en diferentes plataformas analíticas.



Plasma de origen humano que asegura conmutabilidad con muestras reales



Controles monoanalito (Chagas, Sífilis, Rubeola, Toxo, Lyme, etc. )



Múltiples analitos en un solo control (HIV/Hepatitis/HTLV/ Sífilis/CMV - ToRCH)



Líquidos, listos para usar y estables en refrigeración.



Consistencia lote a lote (producción bajo condiciones cGMP – ISO 13485)

## Accurun® • Controles Serológicos Débilmente Reactivos

### Multianalito

| Control                                | Marcadores                                                                      | Instrumentos                  | Presentación |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Accurun® 2 Serie 2700<br>SC 2000-0023  | Anti-HCV, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HIV 1/2, Anti HTLV I/II, Anti-CMV, Sífilis(ATA) | Abbott(Combo) - Lyason        |              |
| Accurun® 1 Serie 5600<br>SC 2000-0018  | Anti-HCV, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HIV 1/2, Anti HTLV I/II, Anti-CMV               | Roche (Combi/Duo)             |              |
| Accurun® 21 Serie 1000<br>SC 2000-0028 | Anti-HCV, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HIV 1/2, Anti-HAV                               | Siemens                       | 6 * 3.5 ml   |
| Accurun® 21 Serie 2000<br>SC 2000-0031 | Anti-HCV, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HIV 1/2, Anti-HAV                               | Ortho                         |              |
| Accurun® ToRCH IgG<br>SC 2000-0034     | Anti-Toxoplasma IgG, Anti-Rubeola IgG, Anti-CMV IgG, Anti-HSV IgG               |                               |              |
| Accurun® ToRC IgM<br>SC 2000-0035      | Anti-Toxoplasma IgM, Anti-Rubeola IgM, Anti-CMV IgM                             | Varios instrumentos y métodos | 3 * 1.0 ml   |
| Accurun® 40 Serie 5000<br>SC 2000-0039 | Anti-Sarampión/Rubeola/Paperas/ Varicella Zóster (IgG)                          |                               |              |

### Monoanalito

|              |                                   |                               |            |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Accurun® 190 | Anti-Trypanosoma cruzi            |                               | 6 * 3.5 ml |
| Accurun® 155 | Anti-Treponema pallidum (IgG)     | Varios instrumentos y métodos | 3 * 2.0 ml |
| Accurun® 156 | Anti-Treponema pallidum (Reagina) |                               | 3 * 1.0 ml |

También: Toxo, Rubeola, CMV, HSV, E. Bar, Hepatitis Delta, Lyme

## Accurun® • Controles Serológicos No reactivos (Negativos)


|                              |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Accurun® 1<br>SC 2010-0015   | Anti-HIV-1, Anti-HIV-2, Anti-HCV, Anti-HBc, Anti-HTLV-I, Anti-HTLV-II, HBsAg, Anti-CMV, HIV-1 Ag, Anti-Treponema pallidum                                                                                | Todos los instrumentos y métodos | 1 * 5.0 ml<br>12 * 3.5 ml |
| Accurun® 810<br>SC 2010-0020 | Anti-HIV-1, Anti-HIV-2, Anti-HCV, Anti-HBc, Anti-HTLV-I, Anti-HTLV-II, Anti-CMV, Anti-HBe, Anti-HBs, Anti-HAV, HAV IgM, HBc IgM, HBeAg, HBsAg, Anti-Treponema pallidum, Syphilis RPR, Lyme IgG, Lyme IgM | Todos los instrumentos y métodos | 6 * 3.5 ml                |

## Accurun® • Controles Moleculares Débilmente Reactivos

Los controles moleculares **ACCURUN®** simulan las muestras de los pacientes y permiten monitorear el proceso completo de la prueba desde la extracción hasta la detección.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                         |                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Accurun 305/306:<br/><b>HCV RNA</b></p> <p>Accurun 315:<br/><b>HIV- 1 RNA</b></p> <p>Accurun 325:<br/><b>HBV DNA</b></p> <p>Accurun 345:<br/><b>HBV DNA/HCV RNA/<br/>HIV-1 RNA</b></p> | <p>Accurun 803:<br/><b>Control Negativo<br/>HBV DNA/HCV</b></p> | <p>Accurun 372/38:<br/><b>HPV 16 DNA</b></p> <p>Accurun 381:<br/><b>HPV 16 y 18</b></p> | <p>Accurun 501:<br/><b>C. difficile</b></p> | <p>Accurun 611:<br/><b>Factor II, V, MTHFR</b></p> <p>Accurun 644/676:<br/><b>Fibrosis cística</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Paneles de desempeño, seroconversión y calificación (RUO)



### Paneles de Desempeño Accuset®

Contienen plasma caracterizado de diferentes donantes para la evaluación y validación de nuevos métodos y equipos:

#### AccuSet™ HBsAg:

1 vial por miembro (25) / 1.5 mL vial

#### AccuSet™ HIV-1/2:

1 vial por miembro (13) / 1.0 mL vial

#### AccuSet™ HCV:

1 vial por miembro (25) / 1.0 mL vial

### Paneles de Seroconversión Accuvert®

Contienen plasma recolectado de un individuo único durante el desarrollo de la infección y subsecuente respuesta inmune para la evaluación y validación de nuevos métodos y equipos:

#### AccuVert™ HIV-1:

Panel 1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

#### AccuVert™ HCV:

Panel 1 vial por miembro (4) / 1.0 mL vial

### Paneles de Calificación Accutrack®

#### AccuTrak™ HBsAg:

1 vial por miembro (6) / 2.0 mL vial

#### AccuTrak™ Anti-HCV:

1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

#### AccuTrak™ Anti-HIV 1/2:

1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

## iQ PEER REVIEW


Valoración en  
tiempo real

Gráfico de  
levey-jennings

Desempeño  
frente al  
grupo PAR

Desempeño  
individual

Infomes de  
desempeño  
Analítico



**Labcare**  
de Colombia



**CLINICAL  
DIAGNOSTICS**

