

Haemoglobinopatías (Hb A2; Hb F; Variante de Hemoglobina). Control De Calidad Externo Completo
Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11230102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Agosto - Octubre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte preliminar Evaluación del desafío Reporte de fin de ciclo Informe de supervisor
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Hb A2 - Hb F - Variantes de Hemoglobina	
Características de la Muestra:	Hemolizado Liofilizado. Volumen 1,0 ml. Almacenar de 2° a 8°C , protegido de la Luz.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP.
Oportunidad del Reporte:	Reporte Preliminar: 5 - 10 días. Reforte final: 30 - 45 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Interpretación del diagnóstico. Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS) z-score - Error total. Puntuación de rendimiento de la media (MPS). Gráficos: levey Jennings - histograma - regresión lineal.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia