

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) G6PD
Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11200102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación del desafío Reporte de fin de ciclo Resumen de rendimiento Reporte de supervisor
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Glucosa-6-fosfato dehidrogenasa (G6PD)	
Características de la Muestra:	Hemolizado Liofilizado Volumen 0,5 ml Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Entre 5 y 10 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS) Mediana Interpretación del diagnóstico Gráficos: Histograma
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia