



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunología

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 407
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Abril - Agosto - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	20 (5 Muestras por test)
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Reporte Cuantitativo y Cualitativo para: Anti-Estreptolisina O - Mononucleosis infecciosa - Factor Reumatoide - Rubeola	
Características de la Muestra:	Volumen 1.0 ml - Suero (Anti-Estreptolisina, Factor Rematoideo, Rubeola) Volumen 0,65 ml Suero (Mononucleosis) Muestra lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos

www.labcarecolombia.com +57 60 1 8985201 qcsoporte@labcarecolombia.com