



Labcare
de Colombia



QCMD
Quality Control for Molecular Diagnostics

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para Toxoplasma gondii

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAP044123_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Trimestre 2 y 4
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Toxoplasma gondii	
Características de la Muestra:	Liofilizada. Líquido amniótico y/o plasma. Origen: Cultivo y/o material clínico. Almacenar de 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS.
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido