



Control de calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Combinación de indicadores en alimentos (Recuento). LGC Standards (UK)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-MC-16F
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	12
Meses de Participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Recuento total de mesófilos aerobios Recuento de coliformes Recuento de Enterobacteriáceas Recuento de <i>Escherichia coli</i></p>	
Características de la Muestra:	Volumen: 10 gr Avena. Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretacion de la Evaluacion Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluacion Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido