



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para MCerts en aguas residuales y efluentes. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:		LGC PT-AQ-60
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:		14
Eventos por Año:		2
Meses de Participación:		Mayo - Noviembre
Número de Muestras por Evento:		1
Informes Disponibles:		Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles		
Amoníaco Nitrato pH a 20-25°C Mercurio total Níquel total	COD Nitrito Arsénico total Cadmio total Turbidez	Conductividad (20°C) Ortofosfato Cobre total Plomo total
Características de la Muestra:		Volumen: 500 ml. Agua residual. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de Resultados:		Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:		Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:		Evaluación cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretacion de la evaluacion cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluacion cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:		N/A
Capacitación y Educación:		Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:		Reino Unido