

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Cloro total. LGC Standards (UK).
Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AQ-03C
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	5
Meses de Participación:	Febrero - Mayo - Julio - Septiembre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	3
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Cloro total (a niveles típicamente potables)	
Características de la Muestra:	Volumen: 500 ml de agua matriz, 10 ml con solución de adición y 1 frasco plástico de 30 ml para mezclar las soluciones. Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la evaluación cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido