



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Colifagos somáticos en el agua potable (Detección y Enumeración). LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-WT-431
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Octubre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de colifagos somáticos Cuantificación de colifagos somáticos	
Características de la Muestra:	1 vial con material liofilizado Requisitos de Almacenamiento: -20°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la evaluación cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido