



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Identificación de Parásitos de Malaria. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia Interna: | RCP 11260102 |
| Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas: | 2 |
| Eventos por Año: | 2 |
| Meses de Participación: | Mayo - Octubre |
| Número de Muestras por Evento: | 2 |
| Informes Disponibles: | Reporte Final |
| Mensurandos o Pruebas Disponibles | |
| <p>Identificación de parásitos de malaria en extensión de sangre fina y gruesa Recuento de la densidad de parásitos de malaria</p> | |
| Características de la Muestra: | Imágenes virtuales. Requisitos de almacenamiento: NA |
| Reporte de Resultados: | Internet - Portal myQAP |
| Oportunidad del Reporte: | Informe final - 20 días |
| Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación: | Comparación por concordancia. Diagnóstico diferencial. Resumen de desempeño. Desempeño actual y acumulado. Histograma. |
| Respaldo Regulatorio: | Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA |
| Capacitación y Educación: | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón |
| Origen: | Australia |