



Labcare
de Colombia



RCPAQAP

The Royal College of Pathologists of Australasia

Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Calprotectina. RCPAQAP (Australia)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 15780102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Calprotectina Elastasa	
Características de la Muestra:	Volumen: 0,5 ml. Muestra fecal liofilizada. Requisitos de almacenamiento: -20 °C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia

www.labcarecolombia.com +57 60 1 8985201 qcsoporte@labcarecolombia.com