

Pipeta de Transferencia (Pasteur), bulbo grande. 150 mm. 5.0 ml Graduada a 1.0 ml. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia interna	GB 137010
Descripción:	Pipeta de transferencia con marcas de graduación a 1 ml capacidad 5 ml, bulbo grande de 3,4 ml
Aplicaciones (Uso):	Realización de mediciones y pequeñas transferencias de volúmenes en el laboratorio clínico
Materiales:	Polietileno de baja densidad LDPE
Dimensiones:	Largo: 148 mm Diámetro: 4,8 mm Diámetro de la punta: 2,7 mm
Beneficios:	- Resistente a químicos y temperaturas entre -80°C a 121°C - Incluye marcas de graduación moldeadas que nunca se desvanecerán ni se lavarán. - Caja dispensadora única para manipulación sencilla e higiénica. - El panel frontal de la caja dispensadora se abre para acceder rápidamente a las pipetas y se puede cerrar cuando no se usa para mantener limpio el contenido. a -80°C
Presentaciones:	Caja * 500, Caja * 5000
Origen:	Estados Unidos