



Pipeta de Transferencia (Pasteur) 5.0 ml Graduada a 1.0 ml Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 137030
Descripción:	Pipeta de transferencia con capacidad para 5 ml y dispensación de 24 gotas por ml, bulbo grande (3.4ml), graduada a 1.0 ml incrementos de 0,25 ml
Aplicaciones (Uso):	Transferencia de pequeños volúmenes de líquido (5.0 ml) de un tubo o contenedor a otro.
Materiales:	Polietileno (PE)
Dimensiones:	Longitud total: 145 mm Diámetro: 4.8 mm Diámetro de la punta: 2.7 mm
Beneficios:	• Incluye marcas de graduación moldeadas que no se desvanecen • Caja dispensadora única para manipulación sencilla e higiénica. • El panel frontal de la caja dispensadora se abre para acceder rápidamente a las pipetas y se puede cerrar cuando no se usa para mantener limpio el contenido.
Presentaciones:	Caja * 5000 , Caja * 500
Origen:	Estados Unidos

