

**Pipeta de Transferencia (Pasteur) 3.0 ml Graduada A 1.0 ml. Empaque Individual. Estéril. Globe Scientific (USA).**

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imagen:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referencia interna</b>  | GB 137135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>        | Pipeta de transferencia con marcas de graduación a 1 ml capacidad 3 ml, empaque individual, estéril, bulbo pequeño.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aplicaciones (Uso):</b> | Realización de mediciones y pequeñas transferencias de volúmenes en el laboratorio clínico y                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiales:</b>         | Polietileno de baja densidad LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensiones:</b>        | Largo: 140 mm<br>Diámetro: 4,4 mm<br>Diámetro de la punta: 2,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficios:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estéril</li> <li>- Resistente a químicos y temperaturas entre -50°C a -80°C</li> <li>- Caja dispensadora única para manipulación sencilla e higiénica.</li> <li>- El panel frontal de la caja dispensadora se abre para acceder rápidamente a las pipetas y se puede cerrar cuando no se usa para mantener limpio el contenido. a -80°C</li> </ul> |
| <b>Presentaciones:</b>     | Caja * 400, Bolsa * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Origen:</b>             | Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |