

## Pipeta de Transferencia (Pasteur) 5 ml Graduadas a 2 ml. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imagen:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referencia interna</b>  | GB 137040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>        | Pipeta de transferencia con marcas de graduación a 2 ml capacidad 5 ml, bulbo pequeño de 1,8 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aplicaciones (Uso):</b> | Realización de mediciones y pequeñas transferencias de volúmenes en el laboratorio clínico y Banco de Sangre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materiales:</b>         | Polietileno de baja densidad LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensiones:</b>        | Largo: 155 mm<br>Diámetro: 6,5 mm<br>Diámetro de la punta: 2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficios:</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistente a químicos y temperaturas entre -80°C a 121°C</li> <li>- Incluye marcas de graduación moldeadas que nunca se desvanecerán ni se lavarán.</li> <li>- Caja dispensadora única para manipulación sencilla e higiénica.</li> <li>- El panel frontal de la caja dispensadora se abre para acceder rápidamente a las pipetas y se puede cerrar cuando no se usa para mantener limpio el contenido. a -80°C</li> </ul> |
| <b>Presentaciones:</b>     | Caja * 500, Caja * 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Origen:</b>             | Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |