


**Pipeta de Transferencia (Pasteur) 5.0 ml Graduada a 2.0 ml. 155 mm. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia interna</b>	GB 137040-S20
<b>Descripción:</b>	Pipeta de transferencia con marcas de graduación a 2 ml capacidad 5 ml, bulbo pequeño de 1,8 ml, estéril, empacada individualmente
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Realización de mediciones y pequeñas transferencias de volúmenes en el laboratorio clínico
<b>Materiales:</b>	Polietileno de baja densidad LDPE
<b>Dimensiones:</b>	Largo: 155 mm Diámetro: 6,5 mm Diámetro de la punta: 2,8 mm
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistente a químicos y temperaturas entre -80°C a 121°C</li> <li>- Incluye marcas de graduación moldeadas que nunca se desvanecerán ni se lavarán.</li> <li>- Caja dispensadora única para manipulación sencilla e higiénica.</li> <li>- El panel frontal de la caja dispensadora se abre para acceder rápidamente a las pipetas y se puede cerrar cuando no se usa para mantener limpio el contenido. a -80°C</li> </ul>
<b>Presentaciones:</b>	Caja * 500
<b>Origen:</b>	Estados Unidos