



Labcare
de Colombia



**CLINICAL
DIAGNOSTICS**



QC Software / Infecciosas

ACCURUN®

Controles independientes de baja reactividad para pruebas infecciosas





Labcare
de Colombia



**CLINICAL
DIAGNOSTICS**



Las controles independientes **ACCURUN®** están diseñados con baja reactividad para desafiar una amplia variedad de pruebas infecciosas realizadas en diferentes plataformas analíticas.



Plasma de origen humano que asegura conmutabilidad con muestras reales



Controles monoanalito (Chagas, Sífilis)



Múltiples analitos en un solo control (HIV/Hepatitis/HTLV/Sífilis/CMV - ToRCH)



Líquidos, listos para usar y almacenados en refrigeración.



Consistencia lote a lote (producción bajo condiciones cGMP - ISO 13485)

Accurun® • Controles Serológicos con reactividad débil

Multianalito

Control	Marcadores	Instrumentos/métodos	Presentación
Accurun® 2 Serie 2700 SC 2000-0023	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, Anti HTLV I/II, CMV, Sífilis	Abbott (Combo) - Lyason	6 * 3.5 mL
Accurun® 1 Serie 5600 SC 2000-0018	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, Anti HTLV I/II, CMV	Roche (Combi/Duo)	
Accurun® 21 Serie 1000 SC 2000-0028	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, HAV	Siemens	
Accurun® 21 Serie 2000 SC 2000-0031	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, HAV	Ortho	
Accurun® 25 ToRCH IgG SC 2000-0034	Toxoplasma IgG, Rubeola IgG, CMV IgG, HSV IgG	Varios	3 * 1.0 mL
Accurun® 26 ToRC IgM SC 2000-0035	Toxoplasma IgM, Rubeola IgM, CMV IgM		
Accurun® 40 Serie 5000 SC 2000-0039	Sarampión/Rubeola/Paperas/Varicella Zóster (IgG)		

Monoanalito

Accurun® 190 SC 2015-0097	Trypanosoma cruzi (Chagas)	ELISA / Otros	6 * 3.5 mL
Accurun® 190 SC 2015-0098	Trypanosoma cruzi (Chagas)	Abbott - Roche - Lyason	6 * 3.5 mL
Accurun® 155 SC 2015-0090	Treponema pallidum (IgG)	Varios	3 * 2.0 mL
Accurun® 156 SC 2015-0094	Treponema pallidum (Reagina)		3 * 1.0 mL
Accurun® 135 SC 2015-0082	Toxoplasma IgG		1 * 1.0 mL
Accurun® 136 SC 2015-0083	Toxoplasma IgM		
Accurun® 150	HSV IgG		

También: Toxo, Rubeola, CMV, HSV, E. Bar, Hepatitis Delta, Lyme

www.labcarecolombia.com

Accurun® • Controles Serológicos No reactivos (Negativos)


Control	Marcadores	Instrumentos/métodos	Presentación
Accurun® 1 SC 2010-0013 SC 2010-0015	HIV-1, HIV-2, HCV, HBc, HTLV-I, HTLV-II, HBsAg, CMV, HIV-1 Ag, Treponema pallidum	Todos	1 * 5.0 mL 12 * 3.5 mL
Accurun® 810 SC 2010-0020	HIV-1 y 2, HCV, HBc y HBcIgM, HTLV-I, HTLV-II, CMV, HBe, HBs, HAV, HAV IgM, HBeAg, HBsAg, Syphilis RPR, Lyme IgG, Lyme IgM y ATA	Todos	6 * 3.5 mL

Accurun® • Controles Moleculares con Reactividad Débil

Los controles moleculares **ACCURUN®** simulan las muestras de los pacientes y permiten monitorear el proceso completo de la prueba desde la extracción hasta la detección.

Control	Control	Marcadores	Presentación
Accurun® 305 SC 2020-0078/80/83/85	Positivo	HCV RNA	10 * 1.2 mL / 5 * 1.0 mL / 5 * 4.0 mL
Accurun® 306 SC 2020-0086	Positivo	HCV RNA	10 * 0.5 mL
Accurun® 315 SC 2020-0092	Positivo	HIV-1 (RNA)	5 * 1.0 mL
Accurun® 325 SC 2020-0096/0098	Positivo	HBV DNA	5 * 4.0 mL
Accurun® 345 SC 2020-0104/0105	Positivo	HBV (DNA), HCV y HIV-1 (RNA)	5 * 1.0 mL / 5 * 4.0 mL
Accurun® 372 SC 2025-0037/ 0041	Positivo	HPV 16 (DNA)	10 * 0.8 mL / 10 * 2.0 mL
Accurun® 381 SC 2025-0060	Positivo	HPV 16 y 18	20 * 1.0 mL
Accurun® 501 SC 2050-0008	Positivo	C. difficile	4 * 0.6 mL
Accurun® 803 SC 2035-0007	Negativo	HIV, HCV, HBV (DNA)	10 * 1.2 mL

Paneles de desempeño, seroconversión y calificación (RUO)



Paneles de Desempeño Accuset®

Contienen plasma caracterizado de diferentes donantes para la evaluación y validación de nuevos métodos y equipos:

AccuSet™ HBsAg:

1 vial por miembro (25) / 1.5 mL vial

AccuSet™ HIV-1/2:

1 vial por miembro (13) / 1.0 mL vial

AccuSet™ HCV:

1 vial por miembro (25) / 1.0 mL vial

Paneles de Seroconversión Accuvert®

Contienen plasma recolectado de un individuo único durante el desarrollo de la infección y subsecuente respuesta inmune para la evaluación y validación de nuevos métodos y equipos:

AccuVert™ HIV-1:

Panel 1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

AccuVert™ HCV:

Panel 1 vial por miembro (4) / 1.0 mL vial

Paneles de Calificación Accutrak®

AccuTrak™ HBsAg:

1 vial por miembro (6) / 2.0 mL vial

AccuTrak™ Anti-HCV:

1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

AccuTrak™ Anti-HIV 1/2:

1 vial por miembro (6) / 1.0 mL vial

iQ PEER REVIEW

Valoración en tiempo real

Gráfico de levey-jennings

Desempeño frente al grupo PAR

Desempeño individual

Infomes de desempeño analítico

PR iQ PEER REVIEW DASHBOARD LAB MANAGEMENT USER MANAGEMENT

Instrument: All Instruments Date: 08/11/2019 - 09/10/2019


Lab Performance

08/17



STATISTICS FOR SELECTED DATE RANGE

STATISTICS	AVERAGE	SD	%CV	N	SDI
My Lab	4.02	0.11	2.69	19	
All Peers	3.65	0.78	21.49	451	0.47



Quattrol 365 QC Software / Infecciosas

- Basado en WEB
- Comparación por lote de reactivo
- Informes de desempeño
- Herramientas estadísticas completas: SDI, CV%, % DEV, ET, índices de desempeño



Labcare de Colombia



CLINICAL DIAGNOSTICS

