

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Quik Response para Pesticidas nitrogenados, WP. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ER 674QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	25
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final Quik Response
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Alacloro Ametrina Anilazina Atratón Atrazina Bromacilo Butaclor Butilato Cianazina	Deetil atrazina Deisopropil atrazina Diaminoatrazina EPTC (Eptam) Hexazinona Metolaclor Metribuzina Napropamida Prometón
	Prometrina Pronamida Propaclor Propazina Simazina Terbacilo Trifluralina
Características de la Muestra:	Volumen: 2 ml. Ampolla sellada a la llama. Agua contaminada. Verificar el rango de medición y los métodos https://www.eraqc.com/products/ Requisitos de Almacenamiento: 2 - 6°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - Recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluación Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos