

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para SARS-CoV-2. Prueba de Antígeno. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	RCP 20480102
Número de mensurandos o pruebas evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de participación:	Marzo - Agosto
Número de muestras por evento:	2
Informes disponibles:	Informe final
Mensurandos o pruebas disponibles	
Detección del antígeno de Coronavirus SARS-CoV- 2.	
Características de la muestra:	Volumen: 0,5 ml Muestra respiratoria simulada. Requisitos de almacenamiento: -20 °C
Reporte de resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del reporte:	Informe final - 10 días
Principales indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Diagramas de dispersión e histograma.
Respaldo regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia