

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Medicamentos especiales - Antifúngicos. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	RCP 15700102
Número de mensurandos o pruebas evaluadas:	7
Eventos por año:	12
Meses de participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Número de muestras por evento:	2
Informes disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o pruebas disponibles	
Itraconazol Fluconazol OH-Itraconazol Posaconazol	Voriconazol Flucitosina Isavuconazol
Características de la muestra:	Volúmen: 5,0 ml. Suero liofilizado. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico Basadas en la relevancia clínica (APS). Mediana - z-score - Puntuación APS Puntuación de desempeño de mensurando (MPS) Desempeño actual y acumulado. Comparación por concordancia. Gráficos: Younden Plots - Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia