

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Antígeno galactomanano de Aspergillus. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Referencia Interna: | RCP 12600102 |
| Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas: | 1 |
| Eventos por Año: | 2 |
| Meses de Participación: | Marzo - Septiembre |
| Número de Muestras por Evento: | 6 |
| Informes Disponibles: | Reporte Final |
| Mensurandos o Pruebas Disponibles | |
| Detección del antígeno galactomanano | |
| Características de la Muestra: | Volúmen: 1,0 mL. Muestra líquida. Requisitos de almacenamiento: -20 °C. |
| Reporte de Resultados: | Internet - Portal myQAP |
| Oportunidad del Reporte: | Informe final - 20 días |
| Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación: | Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Histograma. |
| Respaldo Regulatorio: | Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA |
| Capacitación y Educación: | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón |
| Origen: | Australia |