



**Labcare**  
de Colombia



**RIQAS**

## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunoensayo

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	RA RQ9130
<b>Número de Mensurandos Evaluados:</b>	Hasta 51
<b>Número de Equipos Evaluados:</b>	Hasta 5
<b>Número de Muestras por Ciclo:</b>	12
<b>Informes Disponibles:</b>	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
<b>Meses de Inicio de Ciclo:</b>	Enero
<b>Mensurandos Disponibles</b>	
17-OH-Progesterona- 25-OH-Vitamina D- ACTH- AFP- Aldosterona- Amikacina- Androstenediona- B-2-Microglobulina- CA125- CA15-3- CA19-9- Carbamazepina- CEA- Cortisol- Péptido C- DHEA- No Conjugada- DHEA-S- Digoxina- Ferritina- Folato- T3 Libre- T4 Libre- FSH- Gentamicina- GH- Hcg- IgE- Insulina- LH- Estradiol- Paracetamol- Hormona Paratiroidea- Fenobarbital- Fenitoína- Progesterona- Prolactina- PSA- PSA Libre- Salicilato- Globulina Fijadora De Hormonas Sexuales (SHBG)- T3- T4- Testosterona- Teofilina- Tiroglobulina- TSH- Ácido Valproico- Vancomicina- Vitamina B12.	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen de 5.0 ml Liofilizada 100% Suero Humano No Reactiva para Anti HIV y HBsAg Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida
<b>Periodicidad de Procesamiento:</b>	Mensual
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal RIQAS Net
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS Target Score, RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DESV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI - TS - %DEV
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Reino Unido