



**DIRUI**  **Labcare**


**CM-180** 

Analizador de Inmunoensayo  
por Quimioluminiscencia

- Excelente desempeño:  
180 test/hora
- Principio de detección avanzado:  
Quimioluminiscencia con éster  
de avidina-acridina
- Resultados exactos
- Software de operación  
inteligente y amigable



Contacte a su asesor comercial o llámenos + 57 310 6 88 82 59 • [www.labcarecolombia.com](http://www.labcarecolombia.com) • [ventas@labcarecolombia.com](mailto:ventas@labcarecolombia.com)




Sistema de quimioluminiscencia de éster de acridinio-avidina ampliamente utilizado en el mundo con un principio de detección avanzado y tecnología confiable

### PANEL DE PRUEBAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Perfil tiroideo      | Perfil de fertilidad |
| Marcadores cardíacos | Anemia               |
| Metabolismo óseo     | Monitoreo de drogas  |
| Infecciosas          | Perfil renal         |
| Marcadores tumorales | Marc. de Inflamación |

### EXACTITUD EN LOS RESULTADOS:

- Función de detección del coágulo
- Reactivos refrigerados de 2-8°C
- Controles y calibradores sin pre-tratamiento
- Tecnología precisa de partículas magnéticas
- Diseño único de reactivos con mezcla, sin contacto.
- Calibradores traceables a materiales de referencia internacional



Posición de la Muestra

Posición del Reactivo

### ALTO RENDIMIENTO:

- Primer resultado en 11 minutos
- 180 test /hora
- 90 posiciones
- Función de prioridad STAT
- 25 posiciones de reactivo
- Registro automático de reactivos



Contáctenos:  
**310 6888259 • 314 2852622**  
[www.labcarecolombia.com](http://www.labcarecolombia.com)  
[ventas@labcarecolombia.com](mailto:ventas@labcarecolombia.com)  
 Importador y distribuidor autorizado para Colombia