

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Aflatoxinas en frutos secos. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-FC-779
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Aflatoxina B1 Aflatoxina B2 Aflatoxina G1 Aflatoxina G2	Aflatoxinas totales
Características de la Muestra:	Cantidad de muestra: 50 g. Matriz de frutos secos. Requisitos de Almacenamiento: 15 - 25°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	No aplica
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido