

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Recuento de organismos indicadores en queso. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-MC-50
Número de mensurandos o pruebas evaluadas:	4
Eventos por año:	1
Meses de participación:	Junio
Número de muestras por evento:	1
Informes disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Recuento total de mesófilos aeróbicos Recuento de Enterobacteriaceae Recuento de coliformes Recuento de Estafilococos coagulasa positiva	
Características de la muestra:	Volumen: 1 vial liofilizado de 10 ml más 10 g de matriz de queso deshidratada. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido