



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Marcadores Cardiacos

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9127A	RA RQ9127B
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 2	Hasta 7
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5	
Número de Muestras por Ciclo:	12	
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas	
Meses de Inicio de Ciclo:	Marzo y Septiembre	
Mensurandos Disponibles		
CK Total- CK-MB Actividad- CK-MB Masa- Homocisteína- Mioglobina- Troponina I- Troponina T		
Características de la Muestra:	Volumen de 1,0 ml Liofilizada 100% Suero Humano No Reactiva para HBsAg- anti-HCV- HIV-1/2 Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida	
Periodicidad de Procesamiento:	Quincenal	
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net	
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar	
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media- SDPA- SDI- RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS (TDPA) Target Score- RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DEV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI -TS - %DEV	
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS	
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
Origen:	Reino Unido	