



Immu F6


Analizador de Inmunoensayo de Quimioluminiscencia Automatizado

**Solución ideal...
para los análisis clínicos de emergencia**



Immu F6 es fácil de usar

- Operación de 3 pasos
- Tipo de muestra: **sangre total**, plasma y suero
- Escaneo automático de código de barras para muestras y reactivos
- Conectividad bidireccional al LIS/HIS



Immu F6 ofrece resultados rápidos

- Primer resultado sale en **13.5 minutos**, capaz de optimizar el flujo de trabajo



Immu F6 permite acceso aleatorio

- 6 posiciones de muestra independientes
- 12 posiciones de cartuchos independientes
- 6 posiciones de reacción independientes
- **Carga continua sin interrupción**

Amplio menú de pruebas



Marcadores Cardíacos

hs-TnI, CK-MB, MYO, NT-proBNP, H-FABP, sST2, Lp-PLA2, BNP



Lesión Cerebral

S100 *, NSE *



Marcadores Inflamatorios

IL-6, PCT, CRP+hs-CRP, SAA, Anti-CCP, HBP*



Coagulación

dímero-D, FDP, TAT *, PIC *, TM *, tPAI.C *



Fertilidad y Hormonas

β -HCG, PROG, AMH, FSH, LH, E2, TESTO, PRL



Función Tiroidea

TSH, TT4, FT4, TT3, FT3, TG, Anti-TG, Anti-TPO



Metabolismo

25-OH VD, iPTH, hGH



Anemia

Ferr, Folato, VB12



Marcadores Tumorales

PG I*, PG II*, G-17*, CA125, AFP, CA19-9, CA72-4, CA15-3, HER-2*, CEA, PSA*, fPSA*



Contáctenos:
310 6888259 • 314 2852622
www.labcarecolombia.com
ventas@labcarecolombia.com
Importador y distribuidor autorizado para Colombia

