



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Parámetros de calidad en café molido. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-FC-802
Número de mensurandos o pruebas evaluadas:	11
Eventos por año:	1
Meses de participación:	Junio
Número de muestras por evento:	1
Informes disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Ceniza Cafeína Calcio Cobre	Magnesio pH Fósforo Potasio
	Acidez total Ácidos clorogénicos totales Agua
Características de la muestra:	200 g. Café tostado molido. Requisitos de almacenamiento: 15 - 25°C.
Reporte de resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretacion de la Evaluacion Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluacion Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido