



Labcare
de Colombia



RCPAQAP
The Royal College of Pathologists of Australasia

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hemostasia Especial Trombofilia

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11460102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero-Agosto
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Informe final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Proteína C funcional, Proteína S antígeno total, Proteína S antígeno Libre, Proteína S funcional, Antitrombina funcional</p>	
Características de la Muestra:	Plasma Liofilizado Volumen 1,0 ml Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 6 a 8 semanas
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia, APS (Especificaciones de desempeño analítico)
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia