



Labcare
de Colombia



RCPAQAP
The Royal College of Pathologists of Australasia

Mycobacteriology Culture. Control De Calidad Externo Completo. RCPAQAP (Australia)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 12060102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Septiembre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación del desafío
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Cultivo para Micobacterias	
Características de la Muestra:	Liofilizado. Almacenar de 2° a 8°C. Mantener protegido de la luz.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP.
Oportunidad del Reporte:	Reforte final: 30 - 45 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia Incluye comentarios educacionales
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia

www.labcarecolombia.com +57 60 1 8985201 qcsoporte@labcarecolombia.com