

Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Química Urinaria. Certus (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia interna:	PT-CL-CC-UC
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	16
Eventos por Año:	12 (Distribuidos en 3 despachos de 3 o 5 muestras c/u)
Meses de participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre
Número de muestras por evento:	1
Informes disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Relación albúmina/creatinina en orina (ACR) Albúmina/Microalbúmina en orina Amilasa en orina Calcio en orina Cloruro en orina Creatinina en orina Glucosa en orina Magnesio en orina	Osmolalidad urinaria Fosfato en orina Potasio en orina Sodio en orina Nitrógeno total en orina Proteínas totales en orina Urato en orina Urea/Nitrógeno ureico en orina
Características de la muestra:	Volumen: 10 ml. Orina. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8 °C
Reporte de resultados:	Internet - Portal LGC
Oportunidad del reporte:	Hasta 7 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: z-Score Rango - SDPA Interpretación de evaluación cuantitativa: Satisfactorio, Cuestionable, Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Estados Unidos