

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Quik Response para Congéneres de PCB en aguas residuales. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ER 5370QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	20
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final Quik Response
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
2,2',3,4,4',5,5'-Heptaclorobifenilo (180) 2,2',3,4,4',5'-Hexaclorobifenilo (138) 2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo (153) 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenilo (101) 2,2',5,5'-Tetraclorobifenilo (52) 2,3,3',4,4',5,5'-Heptaclorobifenilo (189) 2,3,3',4,4',5'-Hexaclorobifenilo (156) 2,3,3',4,4',5'-Hexaclorobifenilo (157) 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenilo (105) 2,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo (167)	2,3,4,4',5-Pentaclorobifenilo (114) 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenilo (118) 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenilo (123) 2,4,4'-Triclorobifenilo (28) 3,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo (169) 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenilo (126) 3,3',4,4'-Tetraclorobifenilo (77) 3,4,4',5-Tetraclorobifenilo (81) Suma – Hexaclorobifenilos (156 + 157) PCBs totales
Características de la Muestra:	Volumen: 2 ml. Ampolla ámbar sellada a la llama. Agua contaminada. Verificar el rango de medición y los métodos https://www.eraqc.com/products/ Requisitos de Almacenamiento: 2 - 6°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - Recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluación Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos