



Gradilla Biobox 25 (PC) para Almacenamiento de Crioviales de 1.0 & 2.0 ml. 25 Posiciones (5*5). Rojo. No Estéril. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:



Referencia Interna: GB 3039R

Descripción:

Gradilla de Tapa transparente para visualización del contenido e impresa con números para facilitar la identificación de la muestra. Dispone de dos esquinas en ángulo para garantizar la alineación correcta de los números de pozo.

Aplicaciones (Uso):

Almacenamiento de Crioviales de 1.0 & 2.0 ml.

Materiales:

Polycarbonato (PC)

Dimensiones:

76 x 76 x 52mm

Beneficios:

- Resiste temperaturas entre -196 °C a +121 °C.
- Esterilizable en autoclave a +121 °C, 15 psi (1 bar) durante 20 minutos.

Presentaciones:

Caja * 5 Unidades

Origen:

Estados Unidos

