

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Química Líquido Cefalorraquídeo
Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 15140102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	7
Eventos por Año:	12
Meses de Participación:	Enero a Diciembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación del desafío Reporte de fin de ciclo Resumen de rendimiento
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Proteínas totales, Inmunoglobulina G, Glucosa, Lactato, Albúmina, Prueba de Xantocromía: hemoglobina (absorbancia y cualitativa), Prueba de xantocromía: bilirrubina (absorbancia, concentración y cualitativa)</p>	
Características de la Muestra:	LCR Liofilizado Volumen 2,0 ml Almacenar de 2° a 8°C / Protegido de la Luz
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Entre 5 y 10 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS) Mediana Gráficos: Histograma
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia