



Labcare
de Colombia



RCPAQAP
The Royal College of Pathologists of Australasia

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) On site Urine-Toxicologia Screening

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 15300102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	6
Eventos por Año:	12
Meses de Participación:	Enero a Diciembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Evaluacion del desafio Reporte de fin de ciclo Resumen de rendimiento
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Sustancias de tipo anfetamina: anfetamina, metanfetamina, benzodiazepinas, metabolitos de cannabis, metabolitos de cocaína, opiáceos.	
Características de la Muestra:	2 Volumen 10,0 ml Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Entre 5 y 10 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS) Mediana Gráficos: Histograma
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia