

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Indicadores microbianos de contaminación fecal por el método NMP. Aglae (Francia)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ALG M11
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Informe de Prueba Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<i>Escherichia coli</i> Bacterias Coliformes Enterococos Intestinales	
Características de la Muestra:	Volumen: 500 ml. Aguas superficiales, agua dulce de baño, agua salada y agua de desecho Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal AGLAE
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa del análisis Media - SD - Z score Evaluación de la calidad global de la prueba
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043 - COFRA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Francia