

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Detección de microorganismos indicadores en agua potable. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-WT-425
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de <i>Escherichia coli</i> Detección de coliformes Detección de enterococos (<i>Enterococcus faecalis</i>)	
Características de la Muestra:	Volumen: Vial de 10 ml, para reconstituir hasta alcanzar un volumen final de 1L. Agua potable. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Comparación frente al resultado esperado.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido