




Tubo de Pruebas PS, Con Tapa Rosca Azul Adjunta, 16 X 120 mm (15 ml). Globe Scientific.

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|----------------------------|---|
| Imagen: |  |
| Referencia Interna: | GB 6155 |
| Descripción: | Tubo con tapa adjunta de 16 x 120 mm y capacidad para contener líquidos o muestras con volumen de 15 ml. |
| Aplicaciones (Uso): | Almacenamiento de líquidos |
| Materiales: | Poliestireno |
| Dimensiones: | <ul style="list-style-type: none">• Altura total: 120 mm• Diámetro 16 mm |
| Beneficios: | <ul style="list-style-type: none">-No autoclavable-Resiste temperaturas de -40°C a 90°C-Material que le confiere excelente claridad |
| Presentaciones: | Disponibles en volúmenes de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml |
| Origen: | Estados Unidos |