



MBAS/LAS Surfactants - 1000 mg/L

Item No. 975

One 15 mL screw-cap vial with LAS at 1,000 mg/L preserved with H2SO4.



SPECIFICATIONS

Product Family	Environmental
Product Category	Calibration
Product Sub Category	Inorganics
Item Type	CRM
Accreditations	ISO 17034
Methods	EPA 425.1 SM 5540 C

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

Configuración de cookies

Aceptar todas las cookies



(Months)	
Dangerous Goods	Excepted Quantities (EQ)
Components per Pkg	1
Container Type	15mL Vial
Formulation	Liquid
Volume	15 mL
Weight	0.04 lbs
Application	Environmental

ANALYTES

Analyte	Low Conc	High Conc	Units
Surfactants - MBAS	1000	1000	mg/L

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.