

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Cannabinoides sintéticos en sangre. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-QZ-07
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Mayo - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Identificación de fármacos	
Características de la Muestra:	Volumen: 10 ml. Sangre. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C hasta 3 días y -15°C a la llegada si la prueba se va a retrasar más de 3 días.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Comparación frente al resultado esperado.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido